

دستورالعمل‌ها برای کیت جمع‌آوری نمونه مدفوع

مهم: لطفاً تمام دستورالعمل‌ها را بخوانید و تعقیب کنید.
احتیاط: محلول‌های موجود در لوله‌ها سمی هستند، ننوشید

به شما یک کیت جمع‌آوری داده شده است که به شما کمک می‌کند نمونه مدفوع را به راحتی جمع‌آوری کنید. این دستورالعمل‌ها به شما در استفاده از کیت کمک می‌کند. این به آزمایشگاه کمک می‌کند تا کار بهتری انجام دهد و از تکرار پرهزینه جلوگیری کند.

این کیت از 1، 2 یا 3 لوله تشکیل شده است. لوله‌ها ممکن است مایعی در خود داشته باشند یا نداشته باشند. لطفاً توجه داشته باشید که دستورالعمل‌های جمع‌آوری جداگانه‌ای برای لوله‌های دارای مایع و لوله‌های بدون مایع وجود دارد. مایعات زهری هستند. آنها را ننوشید. آنها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

شما باید هر مجموعه نمونه را در یک لوله جداگانه قرار دهید. لطفاً بین هر جمع‌آوری مدفوع 12 تا 24 ساعت زمان بگذارید.

قبل از شروع، لطفاً به موارد زیر توجه کنید:
روی نمونه یا در ظرف جمع‌آوری ادرار نکنید.
د لوله‌ها ادرار نکنید.
نمونه را مستقیماً داخل لوله نریزید.
نمونه را داخل تشناب نریزید.
نمونه را طبق دستور زیر جمع‌آوری کنید.
بین هر مجموعه نمونه 12-24 ساعت زمان بگذارید.

1. هنگام شروع جمع‌آوری نمونه، لطفاً توجه داشته باشید که مدفوع نمی‌تواند مستقیماً به ویال ارائه شده منتقل شود. مدفوع باید به جای آن در یک ظرف تمیز و خشک منتقل شود. برای مثال، می‌توانید یک خریطه پلاستیکی بزرگ را در یک سبد زیاله قرار دهید تا گونه‌ها را بگریید یا مردان از یک ظرف بزرگ تمیز یا بوتل شیشه استفاده کنند. لطفاً توجه داشته باشید: ادرار نمی‌تواند با این نمونه مخلوط شود.

2. هنگامی که مدفوع به ظرف تمیز و خشک منتقل شد، یک لوله حاوی مایع را باز کنید. با استفاده از قاشق جمع‌آوری تعبیه شده در درب لوله (یا وسیله‌های چوبی، در صورت وجود)، پیمانه‌های کوچک مدفوع را از نواحی خونی، لزج یا آبی در لوله قرار دهید تا محتویات آن به خط قرمز برسد. اگر مدفوع تشکیل شده (سخت) است، لطفاً سعی کنید مقدار کمی از هر انتها و وسط نمونه برداری کنید.

3. محتویات لوله را با قاشق یا وسیله چوبی مخلوط کنید، سپس سرپوش را محکم ببندید و لوله را به شدت تکان دهید تا محتویات به خوبی مخلوط شوند.

4. دستورالعمل‌های 1، 2 و 3 را فقط برای هر لوله‌ای که حاوی مایع است، تکرار کنید. قبل از تکرار، لطفاً مطمئن شوید که بین مجموعه‌های نمونه 12-24 ساعت زمان بگذارید. این ویال‌ها را در دمای اتاق نگهداری کنید.

5. اگر یکی از لوله‌های ارائه شده هیچ مایعی در آن وجود ندارد، آن را تا خط قرمز با مدفوع مانند بالا پر کنید، اما آنرا مخلوط نکنید یا این لوله را تکان ندهید فقط این ویال سرپوش سفید را در یخچال نگهداری کنید. همانطور که در بالا گفته شد، سایر ویال‌ها را در دمای اتاق نگهداری کنید.

6. برجسب‌ها را روی لوله‌ها با اطلاعات شناسایی درخواستی علامت‌گذاری کنید. همچنین نشان روی برجسب را علامت‌بزنید که در هنگام جمع‌آوری بیشتر شبیه نمونه است (به تصویر مراجعه کنید)

7. همه سرپوش‌های ویال را بررسی کنید تا مطمئن شوید که کاملاً بسته هستند.

8. دست‌های خود را کاملاً بشویید. اگر مایعی از لوله‌ها روی پوست یا چشم‌هایتان ریخت، با آب جاری فراوان بشویید. در صورت ایجاد سوزش، با داکتر مشوره کنید.

9. بعد از جمع آوری تمام نمونه‌ها، آنها را در خریطه یا کارتن قرار دهید تا به داکتر یا آزمایشگاه تحویل داده شود. برچسب روی کارتن یا خریطه را با اطلاعات مورد نیاز مانند نام، تاریخ تولد، جنسیت و آدرس خانه علامت گذاری کنید.

10. کیت جمع آوری را به داکتر یا آزمایشگاه خود برگردانید.

در صورت بلعیدن: با نوشیدن 2 تا 4 گلیاس آب رقیق کنید و فوراً با مرکز اورژانس، مرکز اطلاعات سموم، یا برای دریافت مراقبت های پزشکی به داکتر مراجعه کنید. لوله را که از آن نوشیدید ذخیره کنید: اطلاعات برچسب برای تعیین درمان پزشکی مناسب مفید خواهد بود.